

# 说明

致：攀枝花市中西医结合医院

我司 深圳半岛医疗集团股份有限公司 生产的 点式治疗头（型号：D2.0、D3.0、D4.5）、点式治疗手柄（型号：MFUS-D）、线式治疗手柄（型号：MFUS M3.0、MFUS M4.5），适用于我司生产的 聚焦超声皮肤治疗仪 MicroUltra（国械注准 20253092193） 设备，为该设备的专机专用消耗品（为保证最佳治疗效果，在额定治疗发数用尽后需更换新治疗头），不适用于其他公司的同类设备产品，无需其他额外的耗材。

特此说明！

附：衡量标准

治疗头的治疗效果是通过它所输出的能量来实现的，因此输出能量的强度和稳定性是衡量治疗头状态的主要指标。而能量又是跟治疗头使用的治疗发数直接相关，所以临床使用中常常以治疗头使用的治疗发数作为衡量治疗头状态的标准。治疗头超过额定治疗发数时，不仅能量衰减明显，也会出现较大的能量波动，即输出能量不稳，影响治疗效果。因此，在治疗发数达到一定数量时，需要及时更换治疗头。

说明人：深圳半岛医疗集团股份有限公司

日期：2025年12月30日

